

**Electra®**  
+bubble



aquaViva®





Užitočný objem rúčnych vaničiek 2 x 13 l  
Užitočný objem nožných vaničiek 2 x 24,5 l  
Napájanie 230 V / 50 Hz  
Príkon 50 VA  
Hmotnosť 56 kg  
Rozmery (d x š x v) v mm 1280 x 950 x 950

Druhy prúdov:

- galvanický
- sinusový
- diadynamický
- faradayov
- trojúholníkový
- pílový
- rozsah krížneho prúdu 0 až 30 mA
- rozsah prúdu v jednej vaničke 20 až 500 mA
- možnosť voľby polarity elektród

Základné vybavenie:

- grafický displej s dotykovou obrazovkou
- regulácia teploty napúštanéj vody termostatickou batériou

Doplnkové vybavenie:

- stolička pre pacienta
- sprcha pre hygienickú očistu

Perlička:

- 52 (4 x 13) trysiek
- Príkon 200 VA



Hand tank useful capacity 2 x 13 l  
Foot tank useful capacity 2 x 24.5 l  
Power supply 230 V / 50 Hz  
Power input 50 VA  
Weight 56 kg  
Dimensions (l x w x h) mm 1280 x 950 x 950

Types of current:

- galvanic
- sine
- diadynamic
- faraday
- triangle
- saw
- cross current range 0 - 30 mA
- current range in 1 tank 20 - 500 mA
- electrode polarity selection

Basic equipment:

- graphical touchscreen
- filling water temperature adjustment by thermostatic tap

Optional equipment:

- chair for the patient
- sanitary shower

ir massage:

- 52 (4 x 13) jets
- Power input 200 VA



Полезный объем воды в ванне для рук 2x13л  
Полезный объем воды в ванне для ног 2x24л  
Питание 230В/50Гц  
Мощность 50ВА  
Вес 56кг  
Размеры /д x ш x в/ в мм 1280 x 950 x 950

Виды токов:

- гальванический
- синусоидальный
- диадинамический
- Фарадей
- треугольное протекание
- пиловое протекание
- диапазон перекрестного тока 0-30mA
- диапазон тока в одной ванне 20-500mA
- возможность выбора полярности электрод

Основное оснащение:

- графический дисплей с сенсорным управлением
- регуляция температуры впускаемой воды с терmostaticкой батерией

Дополнительное оснащение:

- стул для пациента
- душ для очистки

Пузырька:

- 52 (4 x 13) форсунок
- Мощность 200 ВА