


Lastura[®] Profi





aquaviva[®]



Lastura® Profi

vířivý kúpeľ na nohy
whirling foot bath
вихревая ванна для ног



Max./užitočný objem vane	54 / 45 l
Čas naplnenia/vyprázdnenia	1,5 / 0,8 min
Napájanie	230 V / 50 Hz
Príkion	800 VA
Hmotnosť	44 kg
Rozmery (d x š x v) v mm	880 x 760 x 790
Max. tlak čerpadla	0,1 MPa
Max. prietok čerpadla	300 l/min

Základné vybavenie:

- 14 hydromasážnych trysiek
- regulácia výkonu hydromas. trysiek
- prisávanie vzduchu do hydromasážnych trysiek
- sprcha pre hygienickú očistu

Doplnkové vybavenie:

- elektromagnetický odstraňovač vodného kameňa
- stolička pre pacienta



Max./useful bath capacity	54 / 45 l
Filling/drainage time	1.5 / 0.8 min
Power supply	230 V / 50 Hz
Power input	800 VA
Weight	44 kg
Dimensions (l x w x h) in mm	880 x 760 x 790
Max. water pump pressure	0.1 MPa
Max. water pump flow	300 l/min

Basic equipment:

- 14 water massage jets
- water jets performance regulation by air addition
- sanitary shower

Optional equipment:

- electromagnetic incrust stopper
- chair for the patient



Макс./полезный объем ванны	54/45 л
Время наполнения/опорожнения	1,5 / 0,8 мин
Питание	230 В / 50 Гц
Номинальная мощность	800 ВА
Вес	44 кг
Размеры /д x ш x в/ в мм	880 x 760 x 790
Макс. давление насоса	0,1 МПа
Макс. протекание насоса	300 л/мин

Основное оснащение:

- 14 гидромассажных форсунок
- регуляция мощности гидромассажных форсунок
- подсасывание добавляемого воздуха в гидромассажные форсунки
- душ для очистки

Дополнительное оснащение:

- электромагнит для удаления накипи
- стул для пациента


CHIRANA PROGRESS

Chirana Progress, s.r.o.
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany, Slovakia
tel.: +421 33 79 56 211
e-mail: chirana@chirana-progress.sk
www.chirana-progress.sk

dealer